

CoIP 清洗液使用说明书

【包装规格】

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|---------|------------------|-------|
| ED-9014 | CoIP Wash Buffer | 500ml |
| | 使用说明书 | 1 份 |

【保存条件】

4℃ 保存，12 个月有效

【概述】

用于 Co IP 实验过程中磁珠的清洗，本品由磷酸盐缓冲液及低浓度还原剂组成。

【注意事项】

1. 仅用于实验室，不适合农业/家庭/临床用途使用。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。